



Plasmidstraße

BIOLOGISCHE INFORMATIONEN

Einzelne Schritte Zentrifugieren

- ▶ Zentrifuge öffnen
- ▶ Eppi in die Zentrifuge stellen
- ▶ Zentrifuge wieder schließen
- ▶ Zeit und Umdrehungen einstellen
- ▶ Auf Start drücken
- ▶ Zentrifuge ist fertig wieder öffnen
- ▶ Eppi gerade rausholen


Zentrifugieren zu beachten + Möglichkeiten

- ▶ Zentrifuge vollständig öffnen
- ▶ Umdrehungen pro Minute individuell einstellen
- ▶ Zeit einstellen (vielleicht individuell anpassen)



Zentrifugieren zu beachten + Möglichkeiten

- ▶ Wichtig immer ein gegen Gewicht (am besten gerade Anzahl an Proben)
- ▶ Proben müssen gegenüber voneinander stehen




Zentrifugieren zu beachten + Möglichkeiten

- ▶ Erkennen welche Probe, welche ist (QR-Code im Deckel ?)
- ▶ Rausholen ohne viel Bewegung
- ▶ Signal beim raus holen



Nach dem Zentrifugieren

- ▶ Eppi raus holen
- ▶ Unten ein Klumpen an Zell Ansammlung (Zellpellet)
- ▶ Überstehende Flüssigkeit entleeren
- ▶ Wichtig Zellpellet darf sich nicht lösen
- ▶ Entleeren möglich mit Pipette Flüssigkeit rausholen dabei Zellpellet nicht beschädigen also nicht berühren




Eppis

Eppis

- ▶ Deckel abschrauben
- ▶ Deckel hinlegen so das der Schraubteil nach oben zeigt (Sterilität)
- ▶ Deckel muss wieder erkannt werden
- ▶ Eppi muss auch wieder erkannt werden
- ▶ Eppi kann auch Klappdeckel haben
- ▶ Klappdeckel komplette aufklappen
- ▶ Wie viel Kraft braucht man zum Aufklappen ?

Wo stellt man die Eppis hin? Halterungen markieren?



Pipetten

Pipette immer
Senkrecht halten

Keine Luft Pipettieren


Beim Pipettieren das
Zellpellet nicht
berühren

Pipette einstellen mit
verschiedenen
Volumina
(Automatisieren?)

Pipette Verankerung
Stark genug damit
die Pipette beim
gegen Druck nicht
rutscht

Pipette hat zwei Druckpunkte





Extra Funktion Pipettenspitze
abwerfen/aufstecken

Entsorgung

- ▶ Müll benötigt in den Flüssigkeiten entsorgt werden
- ▶ Müll für die Pipetten Spitzen

Einzelne Teile Erklären

- ▶ Invertieren heißt teil der Flüssigkeit mit der Pipette hochziehen
- ▶ Beim hochziehen keine Luftblasen mit ziehen sonst beschädigen der Zelle
- ▶ Inkubieren heißt stehen lassen